



Gas-Filterpistole

GF-30A

mit GyroDisc® Filter
und Luer-Adapter



Was Sie über GF-30A wissen müssen:

Das ideale Gerät zur Erzeugung eines gerichteten Strahls von sterilem, partikelfreiem Gas oder Luft.

Die Pistole ist handlich, sehr leicht.

Die Mündung ist speziell für die Aufnahme der *GyroDisc*® Einwegfilter vorbereitet.

Der verschraubte Kunststoffhalter schützt den *GyroDisc*® gegen Schläge. Bei Filterbruch verhindert er, dass Bruchstücke mit dem Produkt in Berührung kommen.

Was Sie über den Einsatz von GyroDisc® wissen können:

- dank Luer-Lock-Verschluss sitzt der *GyroDisc*® sicher und spielfrei
- einfache Handgriffe gestatten das schnelle Auswechseln des Filters: nach wenigen Sekunden ist die Pistole wieder einsatzbereit
- die Filtermembrane im *GyroDisc*® ist lecksicher verschweisst und gewährleistet grösste Reinheit des verwendeten Hilfsmittels
- die fein ausgebildete Spitze des *GyroDisc*® gestattet die Reinigung auch von schwer zugänglichen Stellen
- dank seiner **Aufhängeöse** wird das Gerät immer gut versorgt und schnell auffindbar

Produktinformation:

Bezeichnung	Modell	Art.-Nr.
Gerät	Gas-Filterpistole	GF-30A
Ersatzfilter: 10er Packung	GyroDisc PTFE 0,45 µm	1320062/GF
100er Packung	GyroDisc PTFE 0,45 µm	1320062
Zubehör	Schlauchnippel	GF-S

Aenderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten