



# Vacuskan

## die umweltfreundliche, ökonomische Vakuumquelle



### Was Sie über Vacuskan wissen müssen:

- |                  |  |
|------------------|--|
| ökonomisch       | <ul style="list-style-type: none"><li>• kann die Wasserstrahlpumpe ersetzen</li><li>• Trinkwasser ist kostbar und Abwasser ist teuer</li></ul> |
| umweltfreundlich | <ul style="list-style-type: none"><li>• kontaminiertes Abwasser ist risikobelastet und daher unter allen Umständen zu vermeiden</li></ul>      |

### Was Sie über den Einsatz von Vacuskan wissen können:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| vielseitig einsetzbar | <ul style="list-style-type: none"><li>• als Absaugvorrichtung für Flüssigkeiten, Zellsuspensionen, Kulturmedien</li><li>• zur Vakuumfiltration</li><li>• zum Evakuieren von Gefässen usw.</li></ul>  |
| sicher                | <ul style="list-style-type: none"><li>• für den Kontaminationsschutz gegen Aerosole und Ueberfluten der Vakuumquelle wird eine 5er Packung GyroSafe Filter mitgeliefert</li></ul>  |
| praxiskonform         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vacuskan ermöglicht richtig dosiertes Vakuum an jedem Arbeitsplatz</li><li>• Fusschalterbedienung</li><li>• Vakuum nach Bedarf einstellbar</li><li>• beansprucht wenig Platz</li><li>• benötigt keine Wasser- und Abwasseranschlüsse</li></ul> |
| Zubehör               | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1,2 und 5 l Flaschen, Absaugkanüle und Silikonschlauch, alles autoklavierbar</li></ul>   |

### Technische Daten:

Modell	Vacuskan R
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Leistung	140 Watt
Saugleistung	18 l / min
Vakuum	-0,70 bar
Pumpe	Membranvakuumpumpe / ölfrei
Vakuumanzeige	0 - 1 bar
Abmessungen	H 130 x B 190 x T 260 mm

SKAN AG

Postfach  
CH-4009 Basel

Tel. + 41 (0)61 485 44 44  
Fax + 41 (0)61 485 44 45

info@skan.ch  
www.skan.ch